

	<p>Object: Gesichts-Sauna</p> <p>Museum: Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum- bielefeld.de</p> <p>Inventory number: PBM183</p>
--	---

Description

Astron-Gesichts-Sauna mit Gebrauchsanweisung, Bild und Verpackung aus Kunststoff. Der Sockel ist aus beigefarbigem Metall. Auf dem Boden des Sockels gibt es drei Gummi-Polster, um das Gerät festzustellen, und eine Gummiplatte zum Einschalten. Auf dem Sockel gibt es 2 Schalter. Mit dem vorderen (Regelschalter) kann man zwischen "schwach" und "stark" umstellen. Mit dem hinteren (Hauptschalter) kann man ein- oder ausschalten. Es gibt auch eine Anweisung zum Warmhalten des Gerätes. In dem Gehäuse gibt es ein Siedefläschen aus Porzellan. In der Mitte des Gerätes ist ein roter Deckel aus Kunststoff, worauf die Flügelräder aus Aluminium sitzen. Ganz oben ist eine Maske aus durchsichtigem Kunststoff. An der Maske ist ein Metallknopf, womit man die Maske nach dem Gesichtumfang umstellen kann, diese ist aber jetzt mit Klammern befestigt.

Basic data

Material/Technique:

Measurements:

Keywords

- Inhaler