

	<p>Object: OP-Absauggerät</p> <p>Museum: Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum- bielefeld.de</p> <p>Collection: HNO (Zur Geschichte der Hals- Nasen-Ohren-Heilkunde)</p> <p>Inventory number: APV078</p>
--	---

## Description

Absauggerät Medap, mit Fußschalter. Medicoweiß lackiert, mit Glasgefäßen und Schläuchen, incl. Netzkabel. Typenschild: Medap Bad Homburg v.d.H. Germany, SPS No. 220V 150 W. Schild "Zur Beachtung: 1. Wöchentlich Oelstand prüfen, ... gegebenenfalls nachfüllen, 2. Vierteljährlich Oelwechsel vornehmen, 3. Frühzeitig verschmutztes Oel (trübe Färbung) entleeren und durch frisches Oel ersetzen, 4. Nur Spezialoel verwenden, 5. Bei ständigem Kurzzeitbetrieb Pumpe wöchentlich 1x1 Stunde durchlaufen lassen, 6. Sekretglas rechtzeitig entleeren, 7. Bedienungsanweisungen beachten.

## Basic data

Material/Technique: Metall, Gummi, Glas, Kunststoff  
Measurements: 45x90x30 cm (BxHxT)

## Events

Created            When  
                         Who        Medap  
                         Where    Bad Homburg vor der Höhe

## Keywords

- Absaugung
- Ausstattung

- Operating theater
- Pump

## Literature

- Juchli, Liliane (1976): Allgemeine und spezielle Krankenpflege. Stuttgart, S. 427, S. 800/801