

	<p>Object: BSG-Ständer</p> <p>Museum: Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum- bielefeld.de</p> <p>Collection: Pflegeraum, Labor&Röntgendiagnostik</p> <p>Inventory number: LRO018</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description

Blutsenkungsapparat nach Westergren, rotlackiertes Metall mit goldfarbener Skala, für 10 Röhren mit Skalen. Anbei: 4 Senkungsröhren mit offenem Stöpsel. Beschriftung SARSTEDT (mit Firmenlogo) BSG nach Westergren'

Hintergrund: Bei Verdacht auf einen Entzündungsprozess wird seit den 1920er Jahren die Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) bzw. Blutkörperchensenkungsreaktion (BKS) bestimmt. Die Untersuchung nach Westergren wurde standardmäßig auf der Krankenstation oder in der Arztpraxis durchgeführt.

Basic data

Material/Technique: Metall/Kunststoff/Gummi
Measurements: 8 x 31 x 24,5 cm

Events

Created	When	
	Who	Sarstedt (Firma)
	Where	Nümbrecht
Was used	When	1980s
	Who	
	Where	

Keywords

- Blutsenkungsgeschwindigkeit

Literature

- Goldhahn, Irmgard (1966): 1x1 der Krankenschwester. Leipzig, S. 342