

	<p>Object: Platin-Öse</p> <p>Museum: Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum- bielefeld.de</p> <p>Collection: Labor&Röntgendiagnostik</p> <p>Inventory number: LBM140</p>
--	--

Description

Platinöse mit schwarz gummiertem Haltegriff. Die Platin-Öse wird mithilfe eines aufschraubbaren Futters fixiert und lässt sich wechseln.

Die Öse wird über dem Laborbrenner sterilisiert, um damit Körperflüssigkeiten auf einen Agar-Nährboden aufzutragen. Bei entsprechender Keimhaltigkeit wird so eine Bakterienkultur angelegt.

Basic data

Material/Technique:	Metalle, Gummi
Measurements:	Länge 30 cm, Öse 4 mm Durchmesser

Events

Was used	When	1960-2001
	Who	medical laboratory scientist
	Where	Bielefeld

Keywords

- Agar
- Laboratory
- Microbiology

- Platinum