

	<p>Object: Glas-Metall-Spritze 2 ml</p> <p>Museum: Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum- bielefeld.de</p> <p>Collection: Pflegeraum, Labor&Röntgendiagnostik</p> <p>Inventory number: SBM115</p>
--	--

Description

Isocal-Spritze 2 ml, Rekord-Konus, Skalierung, Beschriftung: Aesculap-Isocal-200° C-
auswechselbar-interchangeable Made in Germany Firmenlogo Aesculap
2-ml-Spritzen wurden zum Blutabnehmen zur Ermittlung der Blutsenkungsgeschwindigkeit
verwendet.

Basic data

Material/Technique: Glas, Metall
Measurements: 8,5 cm Länge

Events

Created	When	
	Who	Aesculap
	Where	Tuttlingen
Was used	When	1960s
	Who	
	Where	

Keywords

- Blutabnahme

- Record-Konus
- Sprayer

Literature

- Goldhahn, Irmgard (1966): 1x1 der Krankenschwester. Leipzig, S. 270