

	<p>Objekt: OP-Absauggerät</p> <p>Museum: Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum- bielefeld.de</p> <p>Sammlung: HNO (Zur Geschichte der Hals- Nasen-Ohren-Heilkunde)</p> <p>Inventarnummer: APV078</p>
--	---

Beschreibung

Absauggerät Medap, mit Fußschalter. Medicoweiß lackiert, mit Glasgefäßen und Schläuchen, incl. Netzkabel. Typenschild: Medap Bad Homburg v.d.H. Germany, SPS No. 220V 150 W. Schild "Zur Beachtung: 1. Wöchentlich Oelstand prüfen, ... gegebenenfalls nachfüllen, 2. Vierteljährlich Oelwechsel vornehmen, 3. Frühzeitig verschmutztes Oel (trübe Färbung) entleeren und durch frisches Oel ersetzen, 4. Nur Spezialoel verwenden, 5. Bei ständigem Kurzzeitbetrieb Pumpe wöchentlich 1x1 Stunde durchlaufen lassen, 6. Sekretglas rechtzeitig entleeren, 7. Bedienungsanweisungen beachten.

Grunddaten

Material/Technik: Metall, Gummi, Glas, Kunststoff
Maße: 45x90x30 cm (BxHxT)

Ereignisse

Hergestellt wann
wer Medap
wo Bad Homburg vor der Höhe

Schlagworte

- Absaugung
- Ausstattung

- Operationssaal
- Pumpe

Literatur

- Juchli, Liliane (1976): Allgemeine und spezielle Krankenpflege. Stuttgart, S. 427, S. 800/801