

| | |
|--|---|
| | <p>Object: Streichriemen für Rasiermesser (Hängerriemen)</p> <p>Museum: Museumsschule Hiddenhausen Blumenstraße 60 32120 Hiddenhausen- Schweicheln-Bermbeck (0 52 21) 964-352 info@museumsschule.de</p> <p>Collection: Lehrerwohnung</p> <p>Inventory number: 648</p> |
|--|---|

Description

Der Streichriemen besteht aus einem Lederstreifen, der mittels einer Metallöse an einem Ende an einen festen Punkt befestigt wird und mit dem gepolsterten Ledergriff am anderen Ende mit der Hand straff gespannt wird. Dieses Model wird aufgrund seiner Handhabung als Hängerriemen bezeichnet. Der Streichriemen wird zur Behandlung von Rasiermessern für die Rasur verwendet. Auf der Rückseite des Streichriemens ist ein Leinenstoff angebracht. Der Leinenstoff ist an einer Stelle gerissen und wieder geflickt worden.

Basic data

Material/Technique: Leder, Metall, Textilien
Measurements: LxBxH 54,2 x 5,4 x 1,8 cm

Keywords

- Körperpflege
- Razor blade
- Streichriemen