

	<p>Object: Perimeter-Marken</p> <p>Museum: Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum- bielefeld.de</p> <p>Collection: Augenheilkunde Objekte</p> <p>Inventory number: MPV055</p>
--	---

Description

Perimeter-Marken zur Gesichtsfelduntersuchung, für das Bogen-Perimeter n. Förster (MRO002), bestehend aus:

- Metallgestange zur Aufnahme der Perimetermarken
- Verschiedenfarbige Perimetermarken in einer Pappschachtel

Bei neurologischen Fragestellungen wird heute eine kinetische Perimetrie mit dem Halbkugel-Perimeter nach Goldmann durchgeführt. Zur Glaukom-Kontrolle wird die statische, computergesteuerte Perimetrie vorgenommen (Burk 2018, S. 71).

Basic data

Material/Technique:

Metall, Kunststoff, Pappe

Measurements:

Keywords

- Campimetry
- Glaukom
- Medical diagnosis
- Perimeter
- Visual field

Literature

- Burk, Annelie/Burk, Reinhard (2018): Checkliste Augenheilkunde. Stuttgart, S. 71
- Th. Axenfeld, Hg. H. Pau (1973): Lehrbuch und Atlas der Augenheilkunde. Stuttgart, S. 66