

 Krankenhausmuseum Bielefeld [CC BY-NC-SA]	<table><tr><td>Object:</td><td>Katheter-Einlegeset</td></tr><tr><td>Museum:</td><td>Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum-bielefeld.de</td></tr><tr><td>Collection:</td><td>Körperkultur im Krankenhaus (2) - Niere&Harn</td></tr><tr><td>Inventory number:</td><td>KPV001</td></tr></table>	Object:	Katheter-Einlegeset	Museum:	Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum-bielefeld.de	Collection:	Körperkultur im Krankenhaus (2) - Niere&Harn	Inventory number:	KPV001
Object:	Katheter-Einlegeset								
Museum:	Krankenhausmuseum Bielefeld e.V. Teutoburger Str. 50, Eingänge Ed.-Windthorst-Str. 23 und vom Klinikum Bi.-Mitte 33604 Bielefeld 0521 581 -2267 info@krankenhausmuseum-bielefeld.de								
Collection:	Körperkultur im Krankenhaus (2) - Niere&Harn								
Inventory number:	KPV001								

Description

Einmal-Katheterset für die Frau, mit Gleitmittel. Transparente, hellgrüne Plastikhülse, zum 1x-Gebrauch. Aufschrift schwarz: Gebrauchsfertig beschichteter Katheter, mit Gleitmittel (eingetrocknet). Material PVC, "SpeediCath" Ch/FR 8/2,7, sterile. Nach Öffnung der Versiegelung zieht frau den Katheter am Handgriff, an dem der Katheter fixiert wird, aus der Schutzhülse. Durch den Handgriff kann der Urin abfließen. Entsorgung nach Zurückstecken in die Schutzhülse.

Basic data

Material/Technique:

Kunststoff incl. PVC

Measurements:

14,5 cm lang, 1,2 cm Durchmesser

Events

Created

When

2016

Who

Coloplast A/S

Where